

Una nueva perspectiva en la refracción subjetiva.

ZEISS

Seeing beyond

ZEISS VISUPHOR 500 y ZEISS VISUSCREEN 100/500

La unidad de refracción subjetiva de ZEISS, para una experiencia más cómoda durante las pruebas de visión.

Proporcione una experiencia superior durante la refracción subjetiva.

La refracción de sus pacientes es la base para un resultado óptimo en las pruebas de visión.

Pero muchos pacientes no se sienten cómodos en gabinete. Sienten la carga de la responsabilidad. No están seguros de si serán capaces de dar siempre la respuesta correcta. Y se preocupan por si esto afectará negativamente al resultado de todo el proceso.

A la luz de esto, muchos profesionales del cuidado visual, desean reducir tiempo en el proceso de refracción, para ganar tiempo para explicar las condiciones visuales de los pacientes, o para poder llevar a cabo aún más refracciones por día. Ambas partes buscan lo mismo: resultados precisos de refracción, lo más rápido posible.

La Unidad de Refracción Subjetiva (SRU) de ZEISS - compuesta por ZEISS VISUPHOR 500 y ZEISS VISUSCREEN 100/500 - reduce el tiempo de refracción y el estrés de su paciente durante la prueba, ofreciéndole tanto a usted como a sus pacientes, una experiencia realmente cómoda durante las pruebas de visión.





Con ZEISS VISUPHOR 500 y ZEISS VISUSCREEN 100/500 puede:

- **Obtener resultados precisos** con una subjetividad mínima por parte de sus pacientes.
- **Personalizar varios flujos de trabajo** y comparar diferentes prescripciones con solo un clic.
- **Posicionarse más ergonómicamente** en el sala de refracción.
- **Utilizar los datos recogidos previamente** de su frontofómetro ZEISS y de dispositivos de refracción objetiva de ZEISS, para **acortar el proceso** - ganando tiempo para asesorar mejor a sus pacientes, así como para reducir errores en la transferencia de datos.
- **Abandonar el papel:** toda la información relevante se transfiere directamente a través de **ZEISS VISUCONSULT 500**.

Ahorre hasta un **24%** de tiempo en gabinete durante la refracción¹.

1| ZEISS Vision Science Lab/Uni Tübingen and CZV study with 22 subjects and 2 examiners, 24% faster refraction compared to a trial frame, October 2017

La mejor prueba de visión de ZEISS: Todo en una unidad.

Con el respaldo de la tecnología avanzada de las pruebas de visión de ZEISS, puede transformar su proceso de refracción: eliminar dudas y convertir una situación potencialmente estresante en una agradable experiencia para el paciente.

ZEISS VISUSCREEN 100 y ZEISS VISUSCREEN 500 es una pantalla LCD de agudeza visual de última generación, con filtro rojo / verde. Además, ZEISS VISUSCREEN 500 proporciona tablas de agudeza visual que utilizan tecnología polarizada. Con la SRU de ZEISS, puede demostrar el efecto de las lentes con tecnología ZEISS i.Scription, utilizando el LED integrado. Puede controlarlo a través de ZEISS VISUCONSULT 500, para un cambio rápido y fácil entre gráficos.

ZEISS SRU se puede vincular a ZEISS VISULENS 550, ZEISS VISUREF 100/150 y ZEISS i.Profiler^{plus} para la transferencia directa de datos a través de ZEISS VISUCONSULT 500.

1. Botón para un control intuitivo con un solo dedo. El botón con una **marca de verificación**, le guía automáticamente a través de todo el proceso.

2. Flujos de trabajo claramente definidos, utilizando más de 130 gráficos disponibles.

3. Posibilidad de **personalizar sus propios flujos de trabajo**.

4. Control de los optotipos del foróptero **desde una única pantalla**.

5. Fácil acceso a los datos de medición de los pacientes.

Ayude a sus pacientes a desear sus nuevas lentes. Muéstreles su nueva prescripción con una selección de coloridas imágenes reales.



La SRU de ZEISS sólo ofrece beneficios.

Una refracción un

18%

más rápida²

en comparación con
un foróptero manual.

Reducción de un

50%.

del riesgo de desviación²
dentro de la refracción subjetiva.

Los beneficios de **ZEISS VISUPHOR 500** de un vistazo

- De media, ZEISS VISUPHOR 500 ofrece una refracción un **18% más rápida** en comparación con un foróptero manual, y un **24% más rápida** en comparación con unas gafas de prueba².
- ZEISS VISUPHOR 500 **reduce el riesgo de desviación** durante la refracción subjetiva, en un **50%** en comparación con un foróptero manual, y en un 70% en comparación con unas gafas de prueba².
- **Funciones inteligentes** que facilitan la refracción.
- **Flujo de trabajo configurable** para personalizar la refracción subjetiva.

Los beneficios de **ZEISS VISUSCREEN 100/500** de un vistazo

- Con más de **130 gráficos** de prueba, el examen que necesita está siempre a mano. Puede crear fácilmente un flujo de trabajo para la refracción "binocular" o de "visión cercana" y mucho más.
- Cuenta con una **luz LED integrada para el test de Maddox** y demostración de tecnología **ZEISS i.Scription**.
- El cómodo y rápido cambio de lentes de prueba permite realizar **demostraciones en tiempo real de la graduación final** y visión mejorada.

Los beneficios para usted y sus pacientes de un vistazo

- **ZEISS SRU le ahorra tiempo a usted y a sus pacientes** en el proceso de refracción y **reduce el riesgo de desviaciones**.
- Hace que la refracción sea **más cómoda** para sus pacientes.
- **Asegura la confianza de sus pacientes**, realizando la refracción con tecnología avanzada para las pruebas de visión.
- **Puede enfocarse mejor** en las necesidades únicas de cada paciente.

Conectarse con un proceso de consulta más sencillo.

ZEISS VISUCONSULT 500



ZEISS VISUCONSULT 500 es el nuevo "cerebro" del ecosistema. Es el software que gestiona la consulta del paciente desde el principio hasta el final. Conectando todos sus instrumentos ZEISS, hace que su proceso de consulta sea más sencillo, más rápido y mucho más placentero tanto para su paciente como para usted, dejándole más tiempo para la comunicación cara a cara.

- 1| ZEISS VISULENS 550
- 2| ZEISS VISUPLAN 500 / ZEISS VISUSCOUT 100 (próximamente)
- 3| ZEISS i.Profiler^{plus}
- 4| ZEISS VISUPHOR 500 / ZEISS VISUSCREEN 100/500
- 5| ZEISS VISUFIT 1000
- 6| ZEISS VISUSTORE



Unidad de Refracción Subjetiva (SRU):
Combina ZEISS VISUPHOR 500 y ZEISS VISUSCREEN 100/500



0297



Carl Zeiss Vision España S.L

Ronda de Poniente 5
28760 Tres Cantos, Madrid.
España
www.zeiss.es/vision

www.zeiss.es/instrumentos